

DENTIRO® Sensitive – návod k použití

Příjemná citrónová vůně

Vysoká snášenlivost s materiály

Nízký obsah alkoholu, méně než 50%

DENTIRO® Sensitive je bezaldehydový roztok pro přímé použití určený pro rychlou dezinfekci a čištění zdravotnického vybavení (např. laboratorní stoly, vyšetřovací křesla, plošné povrchy, instrumentační stolky, násadce a koncovky, rukojeti operačních reflektorů a stomatologické nástroje z materiálů jako je ocel, hliník, měď, silikon nebo guma). Dobrá snášenlivost k různým materiálům je způsobena nízkým obsahem alkoholu pod 50%, což také snižuje možnost výskytu alergií. DENTIRO® Sensitive je snadno biologicky odbouratelný a má decentní citrónovou vůni. Tento výrobek je možné použít k dodatečnému zvlhčení DENTIRO® Wipes a ISORAPID® Wipes. DENTIRO® Sensitive je také vhodný pro přípravu DENTIRO® Dry Wipes a ISORAPID® Dry Wipes.

Návod k použití

Dezinfikované plochy a předměty důkladně navlhčete. Dodržte dobu expozice a dezinfekční prostředek setřete tam, kde je to potřebné. Aplikujte jen na materiály, které snáší působení alkoholu. U citlivých materiálů otestujte před použitím jejich snášenlivost.

Aplikační oblasti

Pro dezinfekci zdravotnického vybavení, laboratorních stolů, stomatologických křesel, malých plošných povrchů, instrumentačních stolků, koncovek, násadců, rukojetí operačních reflektorů a zdravotnického příslušenství z materiálů jako jsou ocel, hliník, měď, pryž a silikon.

Upozornění

R10 Hořlavý. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S23 Nevdechujte aerosoly. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Spektrum účinku/ doba expozice

Baktericidní / Fungicidní (1)

(čisté podmínky) 30 sekund

(špinavé podmínky) 60 sekund

Tuberkulocidní (M. terrae) (1) 60 sekund

Mykobatericidní (M. avium) (1) 60 sekund

Hepatitida B / HIV (2) 30 sekund

BVDV / Hepatitida C (3) 30 sekund

Herpes simplex virus 15 sekund

Influenza A virus (incl. H1N1) 30 sekund

Papovavirus (SV 40) (4) 60 sekund

1) DGHM standardní metody pro dezinfekci povrchů včetně testů v praxi; 2) HbsAg - antigenní test; 3) BVDV – zástupný virový test; 4) Neobalené viry

Složení ve 100g:

20 g ethanol, 28 g 1-propanol, 0.056 g kvartérní amonné sloučeniny.