

# Ultradent SPECIÁL



Q2/2026

7. 4. - 30. 6. 2026



## VALO X

### LED polymerační lampa

- Průměr čočky 12,5 mm.
- Výkonné speciální LED diody (8 polymeračních 4 pro bílé světlo).
- Rozsah vlnových délek 380–515 nm.
- Pro polymeraci všech dentálních materiálů včetně bulk- fill materiálů.
- Horní a spodní podsvětlené tlačítko s barevnou indikací režimu.
- Štíhlejší tělo z leteckého hliníku vysoce odolné proti poškození.
- Ergonomický design s plochou hlavičkou s výborným dosahem do všech částí úst.
- Funkce Akcelerometr-přepínání mezi polymeračními a/ nebo diagnostickými režimy pohybem zápěstí.
- Možnost jednoduše změnit napájení VALO X z bateriového na napájení ze sítě pomocí adaptéru, (adaptér NENÍ součástí balení).

505973	VALO X complete kit	53 450 Kč	66 810 Kč
506539	VALO X černá	46 770 Kč	58 460 Kč
506496	VALO X červená	46 770 Kč	58 460 Kč
506538	VALO X fialová	46 770 Kč	58 460 Kč
506519	VALO X modrá	46 770 Kč	58 460 Kč
506497	VALO X růžová	46 770 Kč	58 460 Kč
506498	VALO X šedá	46 770 Kč	58 460 Kč
506499	VALO X zelená	46 770 Kč	58 460 Kč



## Pozvánka na konferenci

### Diodové lasery

Otevřete dveře novým možnostem  
aneb  
jak vám pomůže dentální laser ve vaší každodenní praxi.



Přednášející:

**Dr. Sergio A. Velasquez**

Zubní lékař z univerzity v Manizales v Kolumbii.

**Kdy: úterý 19. května 2026**

**Kde: Brno**



**POZOR,  
ZMĚNA MÍSTA  
KONÁNÍ!**

[bit.ly/4ek1Arj](https://bit.ly/4ek1Arj)

**Kdy: středa 20. května 2026**

**Kde: Košice**



[bit.ly/3VfwkRH](https://bit.ly/3VfwkRH)

# Speciální nabídka Q2/2026

## Opalescence BOOST™ 40%

ordinační bělení k léčbě medicínských změn odstínů zubů

- bělicí gel s **40%** peroxidu vodíku
- chemicky aktivován – k aktivaci nepotřebuje lampu ani laser
- unikátní patentované složení PF (dusičnan draselný + fluoridy)
- minimalizuje citlivost při a po bělení
- pouze na 2 × 20 min při jedné návštěvě
- **pH 6,9** po smíchání – šetrný ke sklovině
- **20% vody** - minimální dehydratace při bělení
- po správném smíchání červená barva na zubech dobře viditelná

20%  
SLEVA

504750	Opalescence Boost PF 40% Intro kit	5 650 Kč	7 060 Kč
504751	Opalescence Boost PF 40% Pacient kit	3 100 Kč	3 870 Kč
504754	Opalescence Boost PF 40% Refill 20 ks	14 040 Kč	17 540 Kč

Opalescence™ | **BOOST™**



## Opalescence GO 6%

univerzální předplněné nosiče s bělicím gelem

“Bělení za pochodu” – okamžitě, bez otiskování, bez laboratorní práce, bez čekání na zhotovení bělicího nosiče.

- Jednorázové extra těsné nosiče předplněné bělicím gelem s 6% peroxidu vodíku.
- Profesionální vybělení zubů ve frontálním i distálním úseku chrupu.
- **Formula PF** (dusičnan draselný a fluoridy) a 20% vody snižují citlivost
- Doba 1 aplikace: **60-90 minut/ den.**
- Doba bělicího cyklu: **5-10 aplikací.**
- Vhodné i na oživení a prodloužení trvanlivosti odstínu po předchozím ordinačním bělení nebo po profesionálním čištění zubů.
- Vhodné i pro pacienty s rovnátky. Cenově dostupné.

25%  
SLEVA



504644	Opalescence Go 6% mini kit máta	910 Kč	1 190 Kč
504634	Opalescence Go 6% pacient kit máta	1 890 Kč	2 510 Kč
503592	Opalescence Go 6% pacient kit meloun	1 890 Kč	2 510 Kč

Opalescence

go



## NaviTip® SidePort 29ga®

Aplikační kanyla pro nanášení UltraCal XS, MTAFlow, MTAFlow White

1 otvor po straně brání protlačení materiálu přes apex 17, 21, 25 nebo 27 mm 29ga (0,28mm)




## NaviTip® 29ga, 30ga

Aplikační kanyla pro endodontické ošetření v délkách 17, 21, 25 a 27 mm

29ga (0,33mm): pro EndoRez, UltraCal XS, File-Eze a MTAFlow/ MTAFlow White

30ga (0,30mm): pro hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, UltraEtch



## NaviTip® Double SidePort 31ga®

Aplikační ohebná kanyla 31ga(0,28mm) pro hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, UltraEtch

2 otvory po stranách brání protlačení kapaliny přes apex - délky 21 mm nebo 27 mm



## NaviTip FX 30ga®

Aplikační kanyla pro Citric Acid

multifunkční kanyla: čistí, oškrabuje a vyplachuje pevná kanyla 30ga (0,30 mm) - délky 17 nebo 25 mm



501452	NaviTip FX kanyly 30G	17 mm	20 ks	<b>1 730 Kč</b>	<del>2 160 Kč</del>
501454	NaviTip FX kanyly 30G	25 mm	20 ks	<b>1 730 Kč</b>	<del>2 160 Kč</del>
501379	NaviTip kanyly 29G	sada	50 ks	<b>3 320 Kč</b>	<del>4 150 Kč</del>
501378	NaviTip kanyly 29G	17 mm	50 ks	<b>3 320 Kč</b>	<del>4 150 Kč</del>
501374	NaviTip kanyly 29G	21 mm	50 ks	<b>3 320 Kč</b>	<del>4 150 Kč</del>
501376	NaviTip kanyly 29G	25 mm	50 ks	<b>3 320 Kč</b>	<del>4 150 Kč</del>
501377	NaviTip kanyly 29G	27 mm	50 ks	<b>3 320 Kč</b>	<del>4 150 Kč</del>
501351	NaviTip kanyly 30G	sada	20 ks	<b>1 490 Kč</b>	<del>1 860 Kč</del>
501249	NaviTip kanyly 30G	17 mm	20 ks	<b>1 490 Kč</b>	<del>1 860 Kč</del>
501421	NaviTip kanyly 30G	17 mm	50 ks	<b>3 320 Kč</b>	<del>4 150 Kč</del>
501422	NaviTip kanyly 30G	21 mm	50 ks	<b>3 320 Kč</b>	<del>4 150 Kč</del>
501250	NaviTip kanyly 30G	25 mm	20 ks	<b>1 490 Kč</b>	<del>1 860 Kč</del>
501423	NaviTip kanyly 30G	25 mm	50 ks	<b>3 320 Kč</b>	<del>4 150 Kč</del>
501354	NaviTip kanyly 30G	27 mm	20 ks	<b>1 490 Kč</b>	<del>1 860 Kč</del>
501424	NaviTip kanyly 30G	27 mm	50 ks	<b>3 320 Kč</b>	<del>4 150 Kč</del>
505143	NaviTip Sideport 29G	sada	20 ks	<b>1 600 Kč</b>	<del>1 990 Kč</del>
504992	NaviTip Sideport 29G	17 mm	20 ks	<b>1 600 Kč</b>	<del>1 990 Kč</del>
504991	NaviTip Sideport 29G	21 mm	20 ks	<b>1 600 Kč</b>	<del>1 990 Kč</del>
504990	NaviTip Sideport 29G	25 mm	20 ks	<b>1 600 Kč</b>	<del>1 990 Kč</del>
504989	NaviTip Sideport 29G	27 mm	20 ks	<b>1 600 Kč</b>	<del>1 990 Kč</del>
505121	NaviTip Sideport 31G	21mm,	20 ks	<b>1 700 Kč</b>	<del>2 120 Kč</del>
505122	NaviTip Sideport 31G	21mm,	50 ks	<b>3 630 Kč</b>	<del>4 530 Kč</del>
505123	NaviTip Sideport 31G	27mm,	20 ks	<b>1 700 Kč</b>	<del>2 120 Kč</del>
505124	NaviTip Sideport 31G	27mm,	50 ks	<b>3 630 Kč</b>	<del>4 530 Kč</del>



Váš dodavatel:

**dentalTRADING**  
Váš kompetentní partner

**DENTAL-TRADING** spol. s r.o.  
Puklicova 52  
370 04 České Budějovice

Tel.: 386 461 451  
E-mail: info@dentaltrading.cz  
www.dentaltrading.cz