

Ultradent SPECIÁL



Q3/2026

1. 7. do 30. 9. 2026



Opalescence® Original Opalescence® Sensitivity Relief

Bělící zubní pasty

- Jedinečná směs tri-oxidu křemičitého aktivně odstraňuje povrchové skvrny
- Bezpečná pro každodenní, dlouhodobé použití, vhodná pro celou rodinu
- Odstraněním povrchových skvrn zesvětlí zuby o dva odstíny jen za jeden měsíc
- Výjimečné vstřebávání fluoridu sodného², pomáhá lépe chránit před kavitami a posiluje sklovinu
- Sladidlo Xylitol pomáhá snižovat riziko zubního kazu
- 78 RDA zajišťuje maximální ochranu skloviny, dentinu a výplně
- Vhodná i pro nebělené zuby
- Neobsahuje Triclosan
- Neobsahuje oxid titaničitý

20%*
SLEVA

500401	Bělící pasta Opalescence 100 ml
503470	Bělící pasta Opalescence Sensitive 100 ml

229 Kč	285 Kč
245 Kč	305 Kč



Opalescence™
whitening toothpaste

Opalescence® PF 10% denní bělení Opalescence® PF 16% noční bělení

- 20% vody chrání před dehydratací zubů a návratem k původnímu odstínu
- formula PF chrání před citlivostí zubů při a po bělení
- jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním peroxidu vodíku pro trvalé bělení
- příchutě: máta, meloun, bez příchutě
- doba bělicího cyklu: 5-10 aplikací
- 1/3 – 1/2 stříkačky na 1 nosič



25%*
SLEVA

Opalescence PF 10%	pac. kit máta, meloun, regular
Opalescence PF 16%	pac. kit máta, meloun, regular
Opalescence PF 10%	Dr. kit máta, meloun, regular
Opalescence PF 16%	Dr. kit máta, meloun, regular
Opalescence PF 10%	40 × 1,2ml máta, meloun, regular
Opalescence PF 16%	40 × 1,2ml máta, meloun, regular

1 999 Kč	2 670 Kč
1 999 Kč	2 670 Kč
2 199 Kč	2 930 Kč
2 199 Kč	2 930 Kč
7 030 Kč	9 370 Kč
7 030 Kč	9 370 Kč



Opalescence™
tooth whitening systems

GEMINI EVO™

Diodový laser

- superpulsní výkon ve špičce 100 W (peak)
- tři vlnové délky 810 nm, 980 nm, duální 810 – 980 nm pro optimální absorpci melaninu a vody
- rychlejší hladký řez, vysoká termální relaxace
- Gemini špičky iniciované 5 mm (řezací) a neiniciované 7 mm (dezinfekční) stejné jako pro předchozí laser Gemini
- podsvícení špičky pro lepší viditelnost v místě zákroku
- bezdrátový nožní pedál a provoz na baterie
- 16 předvolených procedur ve 3 kategoriích zákroků
- 3 fotobiomodulační adaptéry PBM
- bezdrátové aktualizace a vyhrazená technická podpora přes Wi-Fi připojení
- mobilní aplikace a Gemini EVO Dashboard

20%*
SLEVA

509121	Gemini EVO laser kit	305 320 Kč	381 650 Kč
508995	Gemini laser ochranné brýle	6 530 Kč	8 160 Kč
508993	Gemini laser špičky iniciované 5 mm - 25 ks	7 190 Kč	8 940 Kč
508994	Gemini laser špičky neiniciované 7 mm - 25 ks	7 190 Kč	8 940 Kč



HALO™

Sekční matrice original

Nitinolové kroužky

- Super-elastická slitina niklu a titanu udržuje přítlak během ošetření a redukuje cyklické namáhání
- Kroužky vydrží více než 1000 použití
- Nylonové hroty plněné sklem se nezlámou snadno a nezbortí se během preparace
- Obrysy kroužku bezpečně drží matricový pásek v přirozeném anatomickém tvaru
- Provedení dovoluje použití při výplních MOD a jiných dostaveb II. tř.
- Umožní ideální separaci u sousedících dostaveb

Matricové pásky

- Anatomicky tvarované pro dosažení ideálního bodu kontaktu
- Zakřivení okrajové linie redukuje nutnost dokončovací operací
- Snadné nasazení, umístění a odstranění při zachování přehlednosti operačního pole

Klíčky

- Stlačitelný střed umožní anatomické přizpůsobení matrice
- Pevný klínek: lepší separace při méně traumatickém podráždění papily
- Snadné zavedení klínku díky dutému designu, v případě potřeby lze použít několik klínků najednou
- Barevné značení usnadňuje rozpoznání velikosti klínků

Karuselový zásobník:

- přehledný, šetří čas
- snadno se desinfikuje dezinfekcí na povrchy

HALO™
SECTIONAL MATRIX SYSTEM



20%*
SLEVA



505049	Halo matrice firm non-stick 3,5mm 50 ks	1 630 Kč	2-040 Kč
505051	Halo matrice firm non-stick 4,5mm 50 ks	1 630 Kč	2-040 Kč
505052	Halo matrice firm non-stick 4,5mm 100 ks	3 099 Kč	3-870 Kč
505053	Halo matrice firm non-stick 5,5mm 50 ks	1 630 Kč	2-040 Kč
505054	Halo matrice firm non-stick 5,5mm 100 ks	3 099 Kč	3-870 Kč
505055	Halo matrice firm non-stick 6,5mm 50 ks	1 630 Kč	2-040 Kč
505056	Halo matrice firm non-stick 6,5mm 100 ks	3 099 Kč	3-870 Kč
505057	Halo matrice firm non-stick 7,5mm 50 ks	1 630 Kč	2-040 Kč
505059	Halo matrice firm 3,5mm 50 ks	1 390 Kč	1-740 Kč
505062	Halo matrice firm 4,5mm 50 ks	1 390 Kč	1-740 Kč
505063	Halo matrice firm 4,5mm 100 ks	2 630 Kč	3-280 Kč
505064	Halo matrice firm 5,5mm 50 ks	1 390 Kč	1-740 Kč
505065	Halo matrice firm 5,5mm 100 ks	2 630 Kč	3-280 Kč
505066	Halo matrice firm 6,5mm 50 ks	1 390 Kč	1-740 Kč
505067	Halo matrice firm 6,5mm 100 ks	2 630 Kč	3-280 Kč
505068	Halo matrice firm 7,5mm 50 ks	1 390 Kč	1-740 Kč
505448	Halo matrice original 3,5mm 50 ks	1 390 Kč	1-740 Kč
505449	Halo matrice original 3,5mm 100 ks	2 630 Kč	3-280 Kč
505450	Halo matrice original 4,5mm 50 ks	1 390 Kč	1-740 Kč
505451	Halo matrice original 4,5mm 100 ks	2 630 Kč	3-280 Kč
505452	Halo matrice original 5,5mm 50 ks	1 390 Kč	1-740 Kč
505453	Halo matrice original 5,5mm 100 ks	2 630 Kč	3-280 Kč
505454	Halo matrice original 6,5mm 50 ks	1 390 Kč	1-740 Kč
505455	Halo matrice original 6,5mm 100 ks	2 630 Kč	3-280 Kč
505456	Halo matrice original 7,5mm 50 ks	1 390 Kč	1-740 Kč
505457	Halo matrice original 7,5mm 100 ks	2 630 Kč	3-280 Kč
505882	Halo kratší molar kroužek 1 ks	3 190 Kč	3-990 Kč
505883	Halo kratší molar kroužek 2 ks	5 760 Kč	7-200 Kč
505884	Halo klíčky extra malé 100 ks	1 060 Kč	1-320 Kč
509932	Halo sekční matrice original set bez nástrojů	9 230 Kč	11-530 Kč
509935	Halo sekční matrice original mini kit	5 940 Kč	7-420 Kč
509936	Halo sekční matrice firm set bez nástrojů	9 230 Kč	11-530 Kč

Váš dodavatel:

dentalTRADING
Váš kompetentní partner

Puklicova 52
370 04 České Budějovice
Tel.: 386 461 451
E-mail: info@dentaltrading.cz
www.dentaltrading.cz