




Technische Daten

Candélio 2

Deckenhöhe	von 2,4 bis 3m
Raumfläche	von 12 bis 15 m ²
Schutzfaktor (IP)	20
Dicht gegen Staub/Chirurgie	nein
Versorgung	236 W
Elektronische Volschaltgeräte	2
Röhren T5 54 W, Farbe 965	4
Leuchtdichte max	6000
Lichtstrom (lumen)	13800
UGR	13
Farbtemperatur	6 500 K
Farbwiedergabe	> 98
Abmessungen (mm)	1 260 x 400 x 75
Gewicht (kg)	8,40

Computerunterstützte 3D-Simulation



MDD 93/42
ISO 9680
EN 12464-1

⚠ Technische Angaben, die in unserem Messlabor (ISO17025 EN IEC Zertifizierung) gemessen wurden.
Hergestellt in der Schweiz / ISO 9001:2000.



Modernes und raffiniertes Design

Leicht und kompakt, die Leuchte trägt zur Ästhetik Ihrer Praxis bei.

Zu Degré K

Degré K ist dank seiner technischen Expertise und seiner perfekten Kenntnis des Zahnarztmetiers sehr schnell führend in den vier wichtigsten Gebieten der Praxenbeleuchtung geworden: Zahn, Mund, Behandlungsraum und Praxis in ihrer Gesamtheit.



Umweltfreundlichkeit: Die Reduzierung der Gerätegröße und der Abschluss einer langjährigen Entwicklung hat uns zu einer vorzüglichen Beleuchtung geführt. Durch das Sparen von Rohmaterialien, elektronischen Komponenten, Energie und Röhren, mit einer längeren Lebensdauer, schützen wir die Umwelt.

ISee

lolo

albédo

Kled