

AKCE platné od **2. 3. 2026 - 24. 4. 2026** nebo do vyprodání zásob

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative

novinka

Zjednodušený výběr odstínu pro frontální i distální jednodstínové výplně.

- Pouze tři odstíny (světlý BRIGHT, přirozený NATURAL a teplý WARM), které odpovídají klasickému VITA vzorníku.
- Přirozeně přizpůsobená kryvost vykazuje průsvitnost podobnou sklovině tam, kde je to potřeba, na fazetě a incizální hraně.
- K maskování tmavosti ústní dutiny u frontálních výplní není potřeba žádný opáker.
- Vynikající leštitelnost a shoda odstínu.
- Vynikající odolnost proti opotřebení a pevnost.
- Příjemná manipulace.
- Obsahuje stejnou nanotechnologii, která stojí za našimi špičkovými dentálními materiály 3M™ Filtek™.



**Sleva
25%**

52865x stříkačka 4 g Bright / Natural / Warm ~~2 314,-~~ **1 736 Kč**
52864x kompule 20x 0,2 g Bright / Natural / Warm ~~2 314,-~~ **1 736 Kč**

Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable Restorative

Zatékavý kompozit ve 3 odstínech – rychlá volba barvy bez vybírání ve vzorníku, dobrá shoda u většiny pacientů.

- Přirozeně adaptivní krytí – sklovinná průsvitnost tam, kde má být i dentinové krytí, bez nutnosti použít opaker.
- Aplikace s minimem bublinek, ohebná kanyla pro přesné umístění materiálu.
- Nanotechnologie Filtek – dlouhodobé zachování lesku a odolnost proti obroušování; vhodné samostatně i v kombinaci s univerzálním kompozitem Filtek Easy Match.
- Široké použití: přímé výplně I-V, podkladová vrstva pod výplň, opravy drobných estetických defektů, opravy provizorií z pryskyřice a akrylátu, pečetění fisur; lze ohřívat až na 70 °C (max. 1 hod., opakovaně až 25x).



**Sleva
30%***
*platí do 31. 3. 2026

**Sleva
25%**
platí do 24. 4. 2026

52866x stříkačka 2x 2 g Bright / Natural / Warm ~~2 544,-~~ **1 781 Kč*** ~~2 544,-~~ **1 908 Kč**

Užijte si všechny výhody ohřívání kompozitu v nahříváčce, která snadno zapadne do vaší každodenní rutiny v ordinaci. Nahříváčka je rychlá, přenosná a jednoduchá na použití – a může pomoci dosáhnout lepší adaptace, lepší zatékavosti materiálu a dalších benefitů. To vše v přístroji, který se vejde do dlaně a ohřeje kompozit už přibližně za 2 minuty. Navrženo speciálně pro kompozita Filtek™, která jsou pro ohřívání indikovaná.

KUPTE SI BALÍČEK Solventum™ Filtek™ Easy Match s nahříváčkou za výhodnou cenu.

Balíček obsahuje:

3x 20 kompulí á 0,2 g Filtek™ Easy Match Universal Restorative,
6x 2 g Filtek™ Easy Match Flowable Restorative v odstínech Bright / Natural / Warm
a nahříváčku kompozit Filtek™ Composite Warmer.

**Sleva
25%**

27 191,-
~~36 252,-~~



AKCE platné od **2. 3. 2026 - 24. 4. 2026** nebo do vyprodání zásob

Solventum™ Filtek™ Composite Warmer

novinka

Kompaktní přenosná nahříváčka kompozit Filtek™ – vejde se do dlaně, zapadne do každého pracovního postupu.



**Sleva
25%**

- Rychlý ohřev: materiál připraven přibližně za 2 minuty, rychlý start zhruba 10 minut.
- Praktické přínosy ohřevu: lepší zatékavost, lepší adaptace ke stěnám kavity, menší síla při vytlačení = pohodlnější aplikace.
- Jednoduché ovládání a bezpečná manipulace: jedno tlačítko, snadné čištění a dezinfekce, udržuje teplotu.
- Kapacita: až 6 kapslí a 1 stříkačka současně s vestavěným časovačem.
- Doporučení ohřevu do 70 °C po dobu max. 1 hod., opakovaně až 25x.

52866x Nahříváčka kompozit ~~21 678,-~~ **16 259 Kč**

maximum informací:
bit.ly/FiltekNahrivacka



3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative

**Sleva
30%**



Vysoce estetický bulkfillový materiál kombinující estetiku a přirozenost v jednom.

Odstíny: A1, A2, A3, B1 a C2.

stříkačka, 4 g ~~2 264,-~~ **1 585 Kč**
kompule, 20× 0,2 g ~~2 264,-~~ **1 585 Kč**

3M™ Filtek™ Z250 Universal Restorative



**Sleva
20%**

Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozitum pro všechny rekonstrukce.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, I a UD.

4 g ~~1 239,-~~ **999 Kč**



AKCE platné od **2. 3. 2026 - 24. 4. 2026** nebo do vyprodání zásob

3M™ Clinpro™ Clear Fluoride Treatment

MODERNÍ FLUORIDOVÁ OCHRANA BEZ KOMPROMISŮ

Clinpro™ Clear Fluoride Treatment je čirý vodní přípravek bez rosinu (kalafuny) v praktické jednorázové dávce L-Pop. Poskytuje účinnou ochranu skloviny a dentinu s minimální dobou kontaktu pouhých 15 minut – rychle, příjemně a bez typických nevýhod tradičních laků. V klinických studiích prokázal stejnou nebo vyšší absorpci fluoridu než 5% lak, a to při nižší koncentraci fluoridu.

Proč Clinpro Clear funguje jinak:

- Absorpce fluoridu jako u 5% laku, přesto pouze 2,1% NaF
- Vodní báze bez rosinu – bez typické chuti, vůně ani lepkavého pocitu
- 15 minut kontaktu namísto hodinového omezení po aplikaci
- Čiré složení – esteticky neviditelné na zubech
- Technologie stabilizovaného Ca-fosfátu pro podporu remineralizace
- L-Pop lízátko – rychlá a snadná aplikace, pozitivní zkušenost pacienta
- Neutrální pH, bez běžných alergenů, šetrné pro odsávací systém
- Tři příchutě: máta, meloun, nebo bez příchuti

Usnadněte pacientům rozhodnutí

Díky výrazně pohodlnější aplikaci a mnohem příjemnějšímu zážitku se pacienti snadněji rozhodují pro fluoridové ošetření – bez lepkavého povlaku, bez omezení po zákroku a s profesionálním výsledkem.

Vyzkoušejte ochranu, která kombinuje moderní formulaci, rychlý postup a prokazatelný efekt.

Příchutě: bez příchuti, meloun, máta

50 ks 4.213,- 3.370 Kč



Akční nabídka

Objednejte si 2× 50 ks balení
a ZDARMA ZÍSKÁTE menšího edukativního maňáška

Objednejte si 4× 50 ks balení
a ZDARMA ZÍSKÁTE velkého růžového hrošíka



Sleva
20%



AKCE platné od **2. 3. 2026 - 24. 4. 2026** nebo do vyprodání zásob

3M™ RelyX™ U200 Self-Adhesive Resin Cement

Samoadhezivní pryskyřičný cement pro rychlou a spolehlivou fixaci nepřímých výplní a protetických prací (inleje, onleje, korunky, můstky i čepy) bez nutnosti leptání, primeru a bondu.



**Sleva
25%**

- Samoadhezivní cement - šetří čas, zjednodušuje pracovní postup a snižuje riziko chyby v jednotlivých krocích.
- Vysoká pevnost a spolehlivá adheze k zubu i různým materiálům - jistější retence a dlouhodobá stabilita u inlejí, onlejí, korunek, můstků i čepů (keramika, kompozit, kov).
- Tolerantní k vlhkosti - vyšší bezpečnost fixace i v náročnějších podmínkách a méně stresu při cementaci.
- Velmi nízké riziko pooperační citlivosti - komfortnější pro pacient po výkonu a méně následných kontrol kvůli citlivosti.
- Automix stříkačka nebo Clicker™ dávkování, snadné odstranění přebytků - rychlá, čistá a kontrolovaná aplikace, méně odpadu a jednodušší dokončení práce.

Odstíny - A2 univerzální, A3 opákní a transparentní.

Automix, 8,5 g
Clicker, 11 g

~~3 845,-~~ **2 884 Kč**
~~5 436,-~~ **4 077 Kč**

3M™ RelyX™ Fiber Post



**Sleva
20%**

Kompozitní čepy se skelnými vlákny.

Velikosti: bílé vel. 0, žluté vel. 1, červené vel. 2 a modré vel. 3.

10 ks

~~4 650,-~~ **3 720 Kč**

3M™ Astringent Retraction Paste



**Sleva
25%**

Pasta pro dočasnou retrakci marginální gingivy a vysušení sulku.

5211242	25× 0,3 g	2 643,-	1 983 Kč
5211241	100× 0,3 g	8 717,-	6 538 Kč
521083V	aplikační kleště		2 063 Kč

