



**Restoratives**  
Strana 2-4



**Endodontics**  
Strana 4-7

## CaviWipes™

- „3 v 1“ – čistí, dezinfikují, dekontaminují povrchy i přístroje
- nízký obsah alkoholu (17 %) – nepoškozuje povrchy
- vysoce napuštěné – menší spotřeba ubrousků
- tuberkulocidní, bakteriocidní, virucidní a fungicidní účinek



### CaviWipes ubrousky v dóze (4731160):

velikost ubrousku 15,2 × 17,1 cm, 160 ubrousků v dóze



### CaviWipes v sáčku (4731245):

velikost obrousku 17,5 × 22,5 cm, 45 ubrousků v sáčku

nejdéle  
**do  
3 minut**  
zničení  
mikroorganismů

méně  
než  
**20%**  
alkoholu


**bez**  
parfemace  
a barviv

## Harmonize™

Univerzální nanohybridní kompozit

- přirozeně vypadající a výjimečně estetické výplně
- zdokonalený chameleon efekt pro lepší splynutí s přirozeným odstínem zubu
- zvýšená pevnost díky vysokému naplnění (81%)
- vysoký lesk a stálá brilantnost

**Akce  
2+1  
ZDARMA**



### Harmonize Syringe refill

možnost výběru ze všech odstínů:

1x 4 g stříkačka

**4 159 Kč**

Původní cena **6 238 Kč**

**142,07 €**

Původní cena **213,11 €**

## SonicFill™3

- sonicky aktivovaný kompozitní systém bulkfill
- lepší manipulace
- lepší tvarovatelnost
- nanáší se v jedné vrstvě, až do výše 5 mm

**Novinka!**

**Akce  
2+1  
ZDARMA**



**6 143 Kč**

Původní cena **9 214 Kč**

**190,92 €**

Původní cena **286,38 €**

### SonicFill™3 refill

možnost výběru odstínu:

A1 (36711), A2 (36712), A3 (36713), B1 (36714)

## Nexus™ Universal

Univerzální adhezivní cement

- eliminuje potřebu použití primerů nebo aktivátorů
- přizpůsobí se vaší technice cementování - nemusíte měnit své postupy
- vhodný ke všem univerzálním bondům, jako je např. OptiBond™ Universal
- Nexus™ Universal v odstínu Chroma navíc nabízí **barevný** indikátor - jakmile cement bledne je správný čas pro odstranění přebytků
- lepší pevnost vazby
- větší barevná stálost



**Novinka!**

### Nexus Universal Intro kit (36989):

4 x 5g stříkačka (čirá, čirá chroma, bílá, žlutá),  
1x lahvička OptiBond Universal, příslušenství

**6 863 Kč**

Původní cena **8 579 Kč**

**234,47 €**

Původní cena **293,08 €**

## OptiBond™ Universal

- 8. generace adheziv
- univerzální jednokrokový systém v jedné lahvičce
- technika leptání: self-etch, selective-etch, total-etch
- indikace: přímé i nepřímé vazby



### OptiBond Universal refill (36519):

5 ml lahvička

**1 907 Kč**

Původní cena **2 724 Kč**

**65,14 €**

Původní cena **93,06 €**

## MetaFix™

- matrice all-in-one s integrovaným systémem utahování / otevírání
- ideální řešení pro výplně II. třídy
- nepotřebujete žádný další nástroj pro efektivní aplikaci na ošetřovaný zub

**Akce  
3+1  
ZDARMA**



### MetaFix - refilly:

50 ks MetaFix malé (3601)  
50 ks MetaFix střední (3602)  
50 ks MetaFix velké (3603)

**6 175 Kč**

Původní cena **8 234 Kč**

**218,73 €**

Původní cena **291,63 €**

## Gel Etchant Jumbo

- 37,5 % kyselina fosforečná určená k leptání dentinu a skloviny
- jasná fialová barva zaručuje skvělou viditelnost v průběhu aplikace
- hustější konzistence – nestéká



### Gel Etchant Jumbo (34632):

30g Gel Etchant Jumbo stříkačka, 2× prázdná intraorální stříkačka, 30× jednorázová koncovka, 1× konektor pro plnění intraorálních koncovek

**1 516 Kč**


Původní cena **1 895 Kč**

**53,69 €**

Původní cena **67,11 €**

## Držáky rentgenových filmů a paměťových fólií

- přesné umístění filmu nebo paměťové fólie v poměru k zubu – žádné ohýbání a tedy žádné zkreslení
- žádné odhadování – můžete se výhradně spolehnout na extraorální zaměřovací a centrovací zařízení
- optimálně zřetelné snímky



### Držáky rentgenových filmů a paměťových fólií – testovací sada (1720):

6 RTG držáků s kroužkem (1 Kwik-Bite, 1 Super-Bite frontální, 1 Super-Bite distální, 1 Paro-Bite, 1 Endo-Bite frontální, 1 Endo-Bite distální), 6 centrovacích zařízení

**2 729 Kč**


Původní cena **3 211 Kč**

**96,67 €**

Původní cena **113,73 €**

## Traverse

- odolný proti stresu, deformaci, poškození
- zjednodušená procedura a úspora času při ošetření
- trojúhelníkový průřez a rotační pohyb pro vysoce účinné překonávání překážek v kořenovém kanálku
- maximální průměr 1 mm pomáhá lépe zachovávat přirozenou strukturu zubu



**Novinka!**

**Akce  
3+1  
ZDARMA**

### Rotační nástroje Kerr Traverse™ na glide path

#### Balení náhradního příslušenství (4 nástroje stejné velikosti):

818-8256	.25/.08/17 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path
818-2156	.13/.06/21 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path
818-2157	.13/.06/25 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path
818-2158	.13/.06/31 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path
818-2186	.18/.06/21 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path
818-2187	.18/.06/25 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path
818-2188	.18/.06/31 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

#### Balení náhradního příslušenství (4 nástroje stejné velikosti):

818-2146	.25/.08/17 mm + .13/.06/21 mm / Nástroj na otevření kořenového kanálku Traverse™ + rotační nástroj na glide path
818-2147	.25/.08/17 mm + .13/.06/25 mm / Nástroj na otevření kořenového kanálku Traverse™ + rotační nástroj na glide path
818-2148	.25/.08/17 mm + .13/.06/31 mm / Nástroj na otevření kořenového kanálku Traverse™ + rotační nástroj na glide path
818-2196	.25/.08/17 mm + .18/.06/21 mm / Nástroj na otevření kořenového kanálku Traverse™ + rotační nástroj na glide path
818-2197	.25/.08/17 mm + .18/.06/25 mm / Nástroj na otevření kořenového kanálku Traverse™ + rotační nástroj na glide path
818-2198	.25/.08/17 mm + .18/.06/31 mm / Nástroj na otevření kořenového kanálku Traverse™ + rotační nástroj na glide path

**5 504 Kč**

Původní cena **7 339 Kč**

**194,95 €**

Původní cena **259,94 €**

## Elements™ Gutta Percha Cartridges

- speciálně navržena, vysoce odolná jehla může být ohnuta tak, aby se přizpůsobila anatomii kanálku
- o 5 mm delší jehla, což umožňuje lépe dosáhnout pracovní délky kanálku
- unikátní měděné a zlaté opláštění pro efektivnější vedení teplé gutta-perči z jehly do kanálku
- vytlačí o 7% více gutta perči oproti předchozí verzi cartridge

**Akce  
3+1  
ZDARMA**



### Možnost výběru:

Light Body (972-2501), Medium Body (972-2500),  
Heavy Body (972-2502)

**6 482 Kč**

Původní cena **8 643 Kč**

**221,43 €**

Původní cena **295,43 €**

## Hedstrom Files

- nerezový nástroj
- hloubka závitů se zvětšuje s kuzelem, čímž vzniká ostřejší, flexibilnější nástroj
- vhodný pro dostatečně rozšířený kořenový kanálek

**Akce  
4+1\*  
ZDARMA**



\*akce se vztahuje na všechny kódy/velikosti nástrojů

**1 407 Kč**


Původní cena **1 759 Kč**

**49,85 €**

Původní cena **62,31 €**

## TF® Adaptive NiTi rotační nástroje

- intuitivní, barevně odlišený systém určený pro efektivní a snadné použití
- stejně jako na semaforu – začnete se zelenou a skončete s červenou
- určený pro rotační i reciproční pohyby



**Akce  
3+2\*  
ZDARMA**



**Objednejte si 3 kusy TF Adaptive File a získejte 2 kusy TF Adaptive Paper points ZDARMA**

\*akce se vztahuje na všechny kódy/velikosti nástrojů

**4 409 Kč**

Původní cena **5 147 Kč**

**155,83 €**

Původní cena **182,29 €**

**Akce  
3+2\*  
ZDARMA**



**Objednejte si 3 kusy TF Adaptive File a získejte 2 kusy TF Adaptive Gutta Percha points ZDARMA**

\*akce se vztahuje na všechny kódy/velikosti nástrojů

**4 409 Kč**

Původní cena **5 147 Kč**

**155,83 €**

Původní cena **182,29 €**

# Akční balíčky Kerr Endodontics

Kód | Název | Akce | Původní cena | Akční cena | Původná cena | Akční cena

## Balíček 1

973-0600-TYPEF	elements IC	1				
972-2500, 972-2501, 972-2502	Elements gutta percha cartridge	+ 2	103 126 Kč	79 000 Kč	3 647,19 €	2 793,94 €

## Balíček 2

973-0600-TYPEF	elements IC	1				
972-2500, 972-2501, 972-2502	Elements gutta percha cartridge	+ 3				
952-0003	Buchanan Pluggers PK/5	+ 1	124 613 Kč	82 117 Kč	4 054,54 €	2 903,14 €
974-0058, 974-0059, 974-0060	Buchanan Hand Plugger	+ 3				

## Balíček 3

815-1702	elements™ e-motion motor	1				
972-0090	Apex ID	+ 1	104 525 Kč	75 498 Kč	3 702,19 €	2 674,08 €
*	TF Adaptive Files	+ 10				

## Balíček 4

815-1702	elements™ e-motion motor	1				
*	TF Adaptive Files	+ 25	97 212 Kč	72 815 Kč	3 443,15 €	2 597,06 €

## Balíček 5

815-1702	Traverse Files	3+1	7 339 Kč	5 504 Kč	259,94 €	194,95 €
----------	----------------	-----	----------	----------	----------	----------

## Balíček 6

815-1702	K-Files	2				
*	TF Adaptive Files	+ 1	5 764 Kč	3 633 Kč	204,15 €	128,68 €
*	Traverse Files	+ 1				

\* akce se vztahuje na všechny kódy/velikosti nástrojů

## K-files

- nejuniverzálnější z ručních nástrojů s menším separačním potenciálem
- nástroje jsou schopny obejít obstrukce s výrazně větší lehkostí
- nástroje jsou navrženy tak, aby při práci poskytovaly jemné taktilní informace

**Akce  
5+1\*  
ZDARMA**



1 570 Kč

55,60 €

\*akce se vztahuje na všechny kódy/velikosti nástrojů

Původní cena 1 884 Kč

Původná cena 66,72 €

## elemens™IC – Posuňte Vaši endodontickou praxi na vyšší úroveň



Více informací naleznete na:  
[www.kerrdental.com](http://www.kerrdental.com)

Představujeme Vám elements™IC – nejnovější bezdrátový systém pro uzavírání kanálků a Váš spolehlivý partner při cestě za přesnými, rychlými a vynikajícími klinickými výsledky.

- **Předvídatelnost, kterou potřebujete**  
Vysoce kvalitní 3D systém pro uzavírání kanálků.
- **Pracujte efektivněji – mějte celý postup pod kontrolou**  
Backfill obturační jednotka umožňuje ošetření nejméně 16 kanálků na jediné nabití při implicitně nastavené teplotě přístroje a doporučeném nastavení\*. Spolehněte se na indikátor plnosti zásobníku s gutaperčou, nastavitelnou teplotu a možnost regulovat rychlost motoru.
- **Pracujte bezpečně**  
Downpack tepelná jednotka se po 4 vteřinách automaticky vypne, aby nedocházelo k přehřívání kanálku.

\*Data na vyžádání.



**elements™IC**

# Kontakty

## Obchodní oddělení

### Daniel Paulín

Sales Manager CZ/SK/HU  
KaVo Kerr  
+420 725 818 392  
daniel.paulin@kavokerr.com

### Lenka Čeňková

Product Specialist  
Kerr Endodontics  
+420 606 602 496  
lenka.cenkova@kavokerr.com

### Věra Heroutová

Obchodní zástupkyně Čechy  
Kerr, Pentron, SpofaDental  
+420 602 104 114  
vera.heroutova@kavokerr.com

### Pavla Blažková

Obchodní zástupkyně Morava  
Kerr, Pentron, SpofaDental  
+420 606 686 402  
pavla.blazkova@kavokerr.com

### Radka Musilová

Obchodní zástupkyně Čechy  
Kerr, Pentron, SpofaDental  
+420 702 206 382  
radka.musilova@kavokerr.com

## Marketingové oddělení

### Veronika Dvořáková

Marketing Manager CZ/SK/HU  
KaVo Kerr  
+420 725 365 162  
veronika.dvorakova@kavokerr.com

## Kancelář

### Zuzana Gabrielová

Sales & Registration Coordinator  
+420 602 647 557  
zuzana.gabrielova@kavokerr.com

## Servisní oddělení

### Petr Bejček

Manažer servisního oddělení  
+420 725 465 347  
petr.bejcek@kavokerr.com

### Ladislav Pusztai

Servisní technik  
Zubní soupravy  
+420 724 095 968  
ladislav.pusztai@kavokerr.com

### Robert Sušánek

Servisní technik Instrumenty  
+420 602 414 503  
robert.susanek@kavokerr.com

## Distribuce

**dentalTRADING**

Váš kompetentní partner

**DENTAL-TRADING** spol. s r.o.  
Puklicova 52  
370 04 České Budějovice

Tel.: 386 461 451  
E-mail: info@dentaltrading.cz  
www.dentaltrading.cz