



YOUR SMILE. OUR VISION.



BĚLÍČÍ SYSTÉM POLA
OFICIÁLNÍ BĚLENÍ MUŽE ROKU 2024

9. 1. – 30. 4. 2025

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

1 | 2025

Produkty jsou zdravotnickými prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném užívání, včetně úplného určeného účelu, které naleznete na stránkách sdi.com.au.

Určeno odborné stomatologické veřejnosti.

SDI

Byli jsme opět hrdým partnerem soutěže **Muž roku 2024!**



Muž roku 2024

Jsme rádi, že i v loňském roce jsme mohli být oficiálním partnerem prestižní soutěže Muž roku 2024.

Naše spolupráce s touto výjimečnou akcí pokračuje, a stejně jako v minulých letech jsme se postarali o to, aby finalisté zářili svým šarmem a dokonalým úsměvem nejen na finálovém večeru.



Bělení zubů je nedílnou součástí příprav finalistů, kteří chtějí na pódiu předvést to nejlepší ze sebe.

Díky spolupráci s našimi zubaři jsme všem finalistům poskytli profesionální bělení zubů, které jim dodalo sebevědomí a pomohlo ještě více podtrhnout jejich charisma.



Proč jsme se rozhodli znovu podpořit Muže roku?

Soutěž Muž roku je víc než jen přehlídka krásy. Oceňuje osobnost, eleganci a schopnost inspirovat druhé. Navíc podporuje charitativní projekty, což je hodnota, kterou sdílíme.

Zářivý úsměv finalistů je nejen estetickým detailem, ale také symbolem zdraví, péče o sebe a profesionality, kterou tato soutěž reprezentuje.



Všem výhercům přejeme mnoho úspěchů na jejich cestě a těšíme se, že je uvidíme zářit při reprezentování České republiky na mezinárodních soutěžích, jako je Mister International. Děkujeme, že jsme mohli být součástí této úžasné akce!

CREATED BY SDI
POLA

ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM

Důležité je nezapomenout na to, že úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život. Proto rozdáveme úsměvy všude a všem. Nic nás to nestojí, ale druhým zlepšíme den.



DA DENTAL ADVISOR



POLA LIGHT

Hydrogen peroxid

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněného bělicího gelu a LED náustku pro rychlejší domácí bělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobíjet pro další bělení zubů. Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a remineralizuje zubní sklovinu.

Balení: 1 ks Pola Light náustek, 4x 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700985

2.790 Kč ~~3.522 Kč~~

Balení: 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700079.1

399 Kč ~~485 Kč~~

Balení: 50x 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700079

14.990 Kč ~~22.018 Kč~~

Doplňkové balení
k Pola Light



POLA RAPID 6%

Hydrogen peroxid

Pola Rapid je nové ordinační bělení s vyšší viskozitou, které lze snadno a rychle aplikovat. Bezpečně vybělí zuby za 45 min. Díky modrému zabarvení gelu má lékař stále přehled o jeho aplikaci. Při aplikaci není potřeba používat gingivální bariéru. Pola Rapid je vhodná na bělení vitálních i devitalizovaných zubů. Obsahuje dusičnan draselný, který zabraňuje následné citlivosti zubů.



Balení pro 1 pacienta: 2.8 ml stříkačka
Kód: SD7700510

1.590 Kč ~~2.848 Kč~~

Balení pro 3 pacienty: 3x 2.8 ml stříkačka
Kód: SD87700511

3.690 Kč ~~7.045 Kč~~

POLA DAY 6%

Hydrogen peroxid

Pola Day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou chuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení: 4x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700357

1.290 Kč ~~1.456 Kč~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700359

2.690 Kč ~~3.002 Kč~~

CREATED BY SDI

SOOTHE

ZNECITLIVUJICÍ GEL



OKAMŽITÁ ÚLEVA

POUŽITÍ PŘED NEBO
PO BĚLENÍ

ZMÍRŇUJE CITLIVOST ZUBŮ
ZPŮSOBENOU CHEMICKÝMI
A TEPELNÝMI ZMĚNAMI

POLA NIGHT 16%

Karbamid peroxid

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení EKO: 4x 3 g stříkačka
Kód: SD7700390

990 Kč ~~1.207 Kč~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700377

Balení EKO: 45x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700398

2.690 Kč ~~3.002 Kč~~ **5.990 Kč** ~~7.901 Kč~~

POLA NIGHT 10%

Karbamid peroxid

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Navštivte naše nové
webové stránky polasmile.cz



Balení: 4x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700369

1.290 Kč ~~1.456 Kč~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700371

2.690 Kč ~~3.002 Kč~~

POLA NIGHT 10% FOR ALIGNERS

Pola For Aligners, obsahuje bělicí gel Pola Night 10% karbamid peroxid, který byl pečlivě vybrán jako ideální bělicí prostředek pro jakékoliv ortodontické nosiče. Svou flexibilitou umožňuje pacientům bělit pár hodin mezi jídly nebo s ohledem na praktičnost přes noc. Gel s vysokou viskozitou zajišťuje snadnou a bezpečnou aplikaci do nosičů.

Karbamid peroxid



Balení: 4x 3 g stříkačka
Kód: SD7700556

1.890 Kč ~~2.202 Kč~~

SOOTHE

Znecitlivující gel s obsahem 6% dusičnanu draselného a 0,1% fluoridu. Odstraňuje citlivost zubů, která vzniká při chemických nebo teplotních změnách. Lze jej využít jako doplněk před bělením zubů nebo po něm.



Balení: 50x 1.2 ml stříkačka
Kód: SD8150034

7.990 Kč ~~10.476 Kč~~

Balení: 4x 1.2 ml stříkačka
Kód: SD8150002

1.290 Kč ~~1.586 Kč~~

SDI | STELA

SAMOTUHNOCÍ KOMPOZIT

STELA

Stela je inovativní vysoce účinný, samotuhnoucí kompozit. Stela poskytuje neomezenou hloubku vytvrzení a polymeraci s nízkým napětím a rozhraním beze spár. Není třeba provádět leptání kyselinou ani vytvrzení světlem.

Stela Kapsle

Balení: 50× kapsle velikost 3
Kód: SD8640003

4.490 Kč ~~6.850 Kč~~

Stela Kapsle Intro Kit

Balení: 10× kapsle, 5 ml Primer,
15× aplikační štětečky Superfine
Kód: SD8640004

1.690 Kč ~~3.419 Kč~~

Stela Automix stříkačka

Balení: 8 g stříkačka automix
Kód: SD8640001

2.990 Kč ~~4.560 Kč~~

Stela Automix Intro Kit

Balení: 8 g stříkačka automix, 5 ml primer, 15× míchací špička,
15× aplikační štětečky Superfine
Kód: SD8640002

3.190 Kč ~~5.667 Kč~~

Stela Primer

Balení: 5 ml Primer
Kód: SD8640006

1.190 Kč ~~1.558 Kč~~

Novinka



SDI | KOMPOZITA | BONDY

LUNA 2

Univezální kompozitní materiál je možné použít pro přímé výplně, onleje, inleje a fazety. Vhodný na opravy kompozitů.



Balení: 4 g stříkačka
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB
Kód: SD8452001-22

1.090 Kč ~~2.078 Kč~~



Balení: 20x 0,25 g kompule
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB
Kód: SD8452051-72

1.490 Kč ~~2.759 Kč~~

ZIPBOND

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fluoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání.

ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA

BPA & HEMA free



Balení: 5 ml
Kód: SD8100502

1.490 Kč ~~2.555 Kč~~

LUNA FLOW

Luna Flow nabízí vysokou radioopacitu, kontrolu nad aplikací, snadné a přesné sladění odstínů se stálostí barev, vynikající pevnost a odolnost proti oděru. Pro lékaře, kteří preferují více tekutosti je tu Luna Flow LV – málo viskózní varianta.



Luna Flow
Balení: 2 g stříkačka
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB
Kód: SD8566102-122

Luna Flow LV
Balení: 2 g stříkačka
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB
Kód: SD8566201-222

499 Kč ~~988 Kč~~

WAVE

Fluorid uvolňující zatékavý radioopákní kompozitní materiál ve třech viskozitách wave, wave MV, wave HV, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetění fisur a opravy rekonstrukcí.



Balení Bulk Kit: 10x 1 g stříkačka
Odstíny: A1, A2, A3
Kód: SD7500011-13

3.490 Kč ~~4.554 Kč~~

Balení: 1 g stříkačka, 5x aplikační kanyla
wave - nejvíce zatékavý
Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, I, G, B
Kód: SD7510102 - SD7514147
wave MV - středně zatékavý
wave HV - nejméně zatékavý
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1
Kód: SD8310102 - SD8311101
Kód: SD8210102 - SD8211101



449 Kč ~~644 Kč~~

STAE

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu i dentin.

BPA free



Balení: 5 ml
Kód: SD8100201

1.490 Kč ~~3.091 Kč~~

SDI | SKLOIONOMERNÍ CEMENTY

RIVA SELF CURE

Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.

Kolik stojí Váš čas?
Riva SC ve verzi FAST

ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA



BPA & HEMA free

Balení: 15 g prášek / 6.9 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5,
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8610501-23

1.390 Kč ~~1.562 Kč~~



riva self cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8606202, 3

riva self cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8630102, 3

2.990 Kč ~~4.608 Kč~~

odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.



riva self cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4,
B2, B3, sortiment,
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8600001-13
SD8605001-08
SD8610000

riva self cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5

Kód: SD8630001-4

3.990 Kč ~~5.208 Kč~~

odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

RIVA LIGHT CURE

Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřičí modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.

BPA & HEMA free

DA DENTAL ADVISOR 2024 PREFERRED PRODUCT

ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA



Balení: 15 g prášek / 7.2 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5

DA DENTAL ADVISOR

Kód: SD8700501-04

1.690 Kč ~~2.137 Kč~~



riva light cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8700062, 3

riva light cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8730052, 3

2.990 Kč ~~4.575 Kč~~

odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.



riva light cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3,
B4, C2, C4, b, sortiment

Kód: SD8700001-16
SD8710000

riva light cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, B1

Kód: SD8730001-06

odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

3.990 Kč ~~5.463 Kč~~

COAT

Světlem tuhnoucí ochranný lak pro skloionomerní výplně. Zabraňuje kontaminaci výplně slinami a vodou po dobu 24 hodin po ošetření.



Balení: 5 ml
Kód: SD8610001

1.290 Kč ~~1.592 Kč~~

CONDITIONER

Roztok kyseliny polyakrylové pro jemné odstranění „smear layer“ z dentinu a skloviny. Optimalizuje adhezi skloionomerních cementů k povrchu zubu.



Balení: 10 ml
Kód: SD8620001

1.290 Kč ~~1.641 Kč~~

RIVA STAR AQUA

Riva Star Aqua (AgF) je dvoudílný neinvazivní patentovaný systém léčby ke zneclitlivění bolesti zubů v pouhých několika kapkách. Riva Star Aqua je roztok na bázi vody a fluoridu stříbrného bez použití amoniaku.



Balení: 1.5 ml Riva aqua tekutina,
3 ml Riva green tekutina
Kód: SD8800530

3.190 Kč ~~4.678 Kč~~



Balení: 10× kapsle Riva star Aqua krok 1,
10× kapsle Riva Star krok 2
Kód: SD8800525

2.590 Kč ~~3.905 Kč~~

PERMITE

	Normálně tuhnoucí	
	50 kapslí	500 kapslí
Velikost 1 400 mg	Kód: SD4001303 * 2.290 Kč	Kód: SD4011323 * 16.990 Kč
Velikost 2 600 mg	Kód: SD4002303 * 2.990 Kč	Kód: SD4012323 * 20.990 Kč
Velikost 3 800 mg	Kód: SD4003303 * 3.490 Kč	Kód: SD4023303 * 29.990 Kč

	Pomalů tuhnoucí	
	50 kapslí	500 kapslí
	UKONČENO	UKONČENO
	Kód: SD4002404 * 2.990 Kč	Kód: SD4012424 * 20.990 Kč
	UKONČENO	UKONČENO

GS-80

	Normálně tuhnoucí	
	50 kapslí	500 kapslí
Velikost 1 400 mg	Kód: SD4411303 * 1.290 Kč	Kód: SD4411323 * 10.990 Kč
Velikost 2 600 mg	Kód: SD4412303 * 1.690 Kč	Kód: SD4412323 * 15.990 Kč
Velikost 3 800 mg	Kód: SD4413303 * 2.190 Kč	Kód: SD4413323 * 19.990 Kč

	Pomalů tuhnoucí	
	50 kapslí	500 kapslí
	UKONČENO	UKONČENO
	Kód: SD4402404 * 2.490 Kč	UKONČENO
	UKONČENO	UKONČENO

- * ekonomické balení v sáčku
- * do vyprodání zásob

PERMITE

56% STŘÍBRA

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 56% obsahem stříbra. Je velmi pevný, snadno leštitelný a lehce tvarovatelný.



ilustrační foto

GS-80

40% STŘÍBRA

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 40% obsahem stříbra. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.



ilustrační foto

SDI | FIXAČNÍ CEMENTY

RIVA CEM AUTOMIX

SKLOIONOMERNÍ

Riva cem automix je pryskyřici modifikovaný, skloionomerní fixační cement, chemicky tuhnoucí ve formě pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



VYNIKAJÍCÍ
PEVNOST VAZBY



SNADNÉ ODSTRANĚNÍ
PŘEBYTEČNÉHO
CEMENTU VYTVRZENÍM
V REŽIMU TACK-CURE



TRVALÉ
UVOLŇOVÁNÍ
FLUORIDU



Balení: 2x 4 g stříkačka automix,
16x aplikační koncovky
Kód: SD8800703

2.290 Kč ~~3.434 Kč~~

SET PP

KOMPOZITNÍ

Samoleptací samoadhezivní pryskyřici modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.



VYNIKAJÍCÍ
PEVNOST VAZBY



SNADNÉ ODSTRANĚNÍ
PŘEBYTEČNÉHO
CEMENTU VYTVRZENÍM
V REŽIMU TACK-CURE



TRVALÉ
UVOLŇOVÁNÍ
FLUORIDU



Balení: 2x 7 g stříkačka automix,
28x aplikační koncovka
Odstín: A1, A2, OA3,
bílý opákní, translucent
Kód: SD8805101-05

3.290 Kč ~~5.177 Kč~~

RIVA LUTING

SKLOIONOMERNÍ

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8650008

3.990 Kč ~~4.754 Kč~~



Velké balení: 35 g prášek, 24.3 ml tekutina
Kód: SD8650508

2.490 Kč ~~3.130 Kč~~

RIVA LUTING PLUS

SKLOIONOMERNÍ

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřici modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8651008

4.490 Kč ~~5.610 Kč~~



Balení: 25 g prášek, 8.95 ml tekutina
Kód: SD8651508

2.490 Kč ~~3.176 Kč~~

RIVA SILVER

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnutí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.



ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA

vhodné pro pacienty
se špatnou hygienou

Balení: 50× kapsle
Kód: SD8670008

6.490 Kč ~~8.062 Kč~~

Balení: 32 g prášek, 8,9 ml tekutina
Kód: SD8670508

5.990 Kč ~~6.942 Kč~~

SUPER ETCH

Leptací gel na sklovinu a dentin s obsahem 37% kyseliny fosforečné.



Balení: 12 g stříkačka, 25× aplikační koncovka
Kód: SD8100052

1.190 Kč ~~1.301 Kč~~

Balení: 2× 31 g stříkačka, 50× aplikační koncovka
Kód: SD8100059

1.990 Kč ~~2.721 Kč~~

APLIKAČNÍ ŠTĚTEČKY

Jednorázové aplikační štětečky, které jsou odolné vůči běžným rozpouštědlům v dentálních materiálech.



Balení: 400 ks

SUPERFINE (fialová)
FINE (zelená)
MEDIUM (modrá)

Kód: SD8100122
Kód: SD8100116/17
Kód: SD8100118/19

Sortiment 400 ks (100x SUPERFINE, 200x FINE, 100x MEDIUM)

Kód: SD8100123

699 Kč ~~1.202 Kč~~

RIVA APLIKÁTOR 1

Kleště určené k aplikaci namíchaných materiálů SDI dodávaných v kapslích. Snadná obsluha, pohodlná a plynulá aplikace.



Balení: 1 ks
Kód: SD5545009

1.890 Kč ~~2.175 Kč~~

RIVA APLIKÁTOR 2

Ergonomické kleště určené k aplikaci namíchaných materiálů SDI dodávaných v kapslích. Snadná obsluha, pohodlná a plynulá aplikace.



Balení: 1 ks
Kód: SD5545013

2.440 Kč ~~3.616 Kč~~

RADII-CAL CX

Kolimovaný paprsek polymerační lampy Radii-Cal CX zajišťuje stejnoměrné vytvrzení ve všech hloubkách výplně. Tím je zajištěno rychlé a predikovatelné vytvrzení všech zubních výplní. Je optimalizována na klíčovou vlnovou délku 440-480 nm, která maximalizuje aktivaci monomerů kafračinonu. Tím je zajištěna účinná polymerizace světlem vytvrditelných výplňových materiálů.



Balení: 1 ks
Kód: SD5600110

19.990 Kč ~~24.292 Kč~~



**Projde vaše lampa
polymeračním testem?
Nechte si ji zkontrolovat!**

Pro více informací kontaktujte
svého odborného zástupce.

SDI

ULTRAMAT S

Při nákupu **6× balení Riva kapsle**
dle vlastního výběru obdržíte
amalgamátor **Ultramat S**.



Nabídka je platná do 30. 4. 2025 nebo do vyprodání zásob. Akci nelze kombinovat s jinými slevami. Produkty jsou zdravotnickými prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném užívání, včetně úplného určeného účelu. | Dostupné na sdi.com.au