



YOUR SMILE. OUR VISION.



5. 5. – 31. 8. 2025

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

2 | 2025



NOVÁ
GENERACE
SDF SYSTÉMU

Produkty jsou zdravotnickými prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném užívání, včetně úplného určeného účelu, které naleznete na stránkách sdi.com.au.

Určeno odborné stomatologické veřejnosti.

SDI | RIVA STAR AQUA

NOVÁ GENERACE SDF: RIVA STAR AQUA

SDI pokračuje s inovací SDF roztoků představením nové generace roztoku fluoridu stříbrného na bázi vody, Riva Star Aqua, který je rovněž účinný na zastavení tvorby kariézních lézí a dalšími přínosy pro pacienta. Podobně jako Riva Star (SDF), tak i Riva Star Aqua (AgF) je dvoudílný neinvazivní patentovaný systém léčby ke znecitlivění bolesti zubů v pouhých několika kapkách. Riva Star Aqua je vodnatý roztok fluoridu stříbrného bez použití amoniaku.

Indikace, aplikace,
zkušenosti uživatelů volejte:
Ing. Kateřina Šperková
SDI odborný poradce
+420 725 662 842



Balení: 1.5 ml Riva aqua tekutina,
3 ml Riva green tekutina
Kód: SD8800530

2.990 Kč ~~4.678 Kč~~

Balení: 10× kapsle Riva star Aqua krok 1,
10× kapsle Riva Star krok 2
Kód: SD8800525

2.990 Kč ~~3.905 Kč~~



Při nákupu **RIVA STAR AQUA**
získáte aplikační štětečky

jen za **499 Kč**

SD8100123 (400 ks)



SDI | KOMPOZITA

LUNA 2

Univerzální kompozitní materiál je možné použít pro přímé výplně, onleje, inleje a fazety. Vhodný na opravy kompozitů.



Balení: 4 g stříkačka
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB
Kód: SD8452001-22

1.090 Kč ~~2.078 Kč~~



Balení: 20× 0,25 g kompule
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2
Kód: SD8452051-65

1.490 Kč ~~2.759 Kč~~

LUNA FLOW

Luna Flow nabízí vysokou radioopacitu, kontrolu nad aplikací, snadné a přesné sladění odstínů se stálostí barev, vynikající pevnost a odolnost proti oděru. Pro lékaře, kteří preferují více tekutosti je tu Luna Flow LV – málo viskózní varianta.



Luna Flow
Balení: 2 g stříkačka
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB
Kód: SD8566101-122

Luna Flow LV
Balení: 2 g stříkačka
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, 2XB
Kód: SD8566201-222

499 Kč ~~988 Kč~~

WAVE

Fluorid uvolňující zatékavý radioopákní kompozitní materiál ve třech viskozitách wave, wave MV, wave HV, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetění fisur a opravy rekonstrukcí.

Balení Bulk Kit: 10× 1 g stříkačka

Odstíny: A2, A3

Kód: SD7500012-13



3.490 Kč ~~4.554 Kč~~

Balení: 1 g stříkačka, 5× aplikační kanyla

wave - nejvíce zatékavý

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3,

C2, C3, D3, G, B

Kód: SD7510102 - SD7514147

wave MV - středně zatékavý

wave HV - nejméně zatékavý

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1

Kód: SD8310102 - SD8311101

Kód: SD8210102 - SD8211101



449 Kč ~~644 Kč~~

AURA BULK FILL

Výplňový materiál určený pro zhotovování výplní v postranním úseku. Nízké polymerační napětí umožňuje polymeraci až 5 mm vrstvy. Materiál je v jedné univerzální barvě a vyznačuje pevností a jednoduchou manipulací.



Balení: 4 g stříkačka
Kód: SD8560012

1.390 Kč ~~2.710 Kč~~

AURA EASY

Výplňový kompozitní materiál pro frontální a distální úsek chrupu.



Balení: 20× 0.25 g kompule

Odstíny: AE2, AE3, AE4

Kód: SD8565021-23

2.490 Kč ~~3.387 Kč~~

SDI | STELA

ALTERNATIVA NEJEN K AMALGÁMU

STELA

Stela je inovativní vysoce účinný, chemicky tuhnoucí kompozit. Stela poskytuje neomezenou hloubku vytvrzení a polymeraci s nízkým napětím a rozhraním beze spár. Není třeba provádět leptání kyselinou ani vytvrzení světlem.

Stela Kapsle Intro Kit

Balení: 10× kapsle, 5 ml Primer,
15× aplikační štětečky Superfine
Kód: SD8640004

1.690 Kč ~~3.419 Kč~~

Stela Kapsle

Balení: 50× kapsle velikost 3
Kód: SD8640003

4.490 Kč ~~6.850 Kč~~

Stela Automix Intro Kit

Balení: 8 g stříkačka automix, 5 ml primer, 15× míchací špička,
15× aplikační štětečky Superfine
Kód: SD8640002

3.190 Kč ~~5.667 Kč~~

Stela Automix stříkačka

Balení: 8 g stříkačka automix
Kód: SD8640001

2.990 Kč ~~4.560 Kč~~

Stela Primer

Balení: 5 ml Primer
Kód: SD8640006

1.190 Kč ~~1.558 Kč~~

Stela koncovky

Balení: 50 ks
Kód: SD8640005

1.490 Kč ~~1.747 Kč~~

Novinka



PERMITE

Normálně tuhnoucí

	50 kapslí	500 kapslí
Velikost 1 400 mg	Kód: SD4001303 2.390 Kč	Kód: SD4011323 * 18.990 Kč
Velikost 2 600 mg	Kód: SD4002303 3.090 Kč	Kód: SD4012323 * 22.990 Kč
Velikost 3 800 mg	Kód: SD4003303 3.590 Kč	Kód: SD4023303 31.990 Kč

Pomalu tuhnoucí

50 kapslí	500 kapslí
UKONČENO	UKONČENO
Kód: SD4002404 *	Kód: SD4012424 *
3.090 Kč	22.990 Kč
UKONČENO	UKONČENO

GS-80

Normálně tuhnoucí

	50 kapslí	500 kapslí
Velikost 1 400 mg	Kód: SD4411303 * 1.390 Kč	Kód: SD4411323 * 10.990 Kč
Velikost 2 600 mg	Kód: SD4412303 * 1.790 Kč	Kód: SD4412323 * 15.990 Kč
Velikost 3 800 mg	Kód: SD4413303 * 2.290 Kč	Kód: SD4413323 * 19.990 Kč

Pomalu tuhnoucí

50 kapslí	500 kapslí
UKONČENO	UKONČENO
Kód: SD4402404 *	UKONČENO
2.490 Kč	
UKONČENO	UKONČENO

* ekonomické balení v sáčku

* do vyprodání zásob

PERMITE

56% STŘÍBRA

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 56% obsahem stříbra.
Je velmi pevný, snadno leštitelný a lehce tvarovatelný.



ilustrační foto

GS-80

40% STŘÍBRA

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 40% obsahem stříbra.
Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.



ilustrační foto

RIVA LUTING

SKLOIONOMERNÍ

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50× kapsle
Kód: SD8650008

3.990 Kč ~~4.754 Kč~~

Velké balení: 35 g prášek, 24,3 ml tekutina
Kód: SD8650508

2.490 Kč ~~3.130 Kč~~

RIVA SELF CURE

Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Balení: 15 g prášek / 6,9 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5
Kód: SD8610501-504

1.390 Kč ~~1.562 Kč~~



riva self cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3
Kód: SD8606202, 3

riva self cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3
Kód: SD8630102, 3

2.990 Kč ~~4.608 Kč~~

odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.



riva self cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5
Kód: SD8600001, 4

riva self cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A3.5
Kód: SD8630004

3.990 Kč ~~5.208 Kč~~

odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

RIVA LUTING PLUS

SKLOIONOMERNÍ

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřici modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50× kapsle
Kód: SD8651008

4.490 Kč ~~5.610 Kč~~

Balení: 25 g prášek, 8,95 ml tekutina
Kód: SD8651508

2.490 Kč ~~3.176 Kč~~

RIVA LIGHT CURE

Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřici modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetení fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Balení: 15 g prášek / 7,2 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3
Kód: SD8700501-03

1.690 Kč ~~2.137 Kč~~



riva light cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3
Kód: SD8700062, 3

riva light cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3
Kód: SD8730052, 3

2.990 Kč ~~4.575 Kč~~

odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.



riva light cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4, C4, sortiment
Kód: SD8700001-4, 15
Kód: SD8710000

riva light cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, B1
Kód: SD8730001-06

3.990 Kč ~~5.463 Kč~~

odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

ZIPBOND

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fluoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání.



BPA & HEMA free

ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA

Balení: 5 ml
Kód: SD8100502

1.490 Kč ~~2.555 Kč~~

APLIKAČNÍ ŠTĚTEČKY

Jednorázové aplikační štětečky, které jsou odolné vůči běžným rozpouštědlům v dentálních materiálech.



Balení: 400 ks

SUPERFINE (fialová) Kód: SD8100122
FINE (zelená) Kód: SD8100116/17
MEDIUM (modrá) Kód: SD8100118/19

Sortiment 400 ks (100x SUPERFINE, 200x FINE, 100x MEDIUM)
Kód: SD8100123

699 Kč ~~1.202 Kč~~

RIVA SILVER

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnoucí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. **Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.**



BPA & HEMA free

ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA

Balení: 50x kapsle
Kód: SD8670008

6.490 Kč ~~8.062 Kč~~

Balení: 32 g prášek, 8,9 ml tekutina
Kód: SD8670508

5.490 Kč ~~6.942 Kč~~

STAE

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu i dentin.



BPA free

Balení: 5 ml
Kód: SD8100201

1.490 Kč ~~3.091 Kč~~

RADII-CAL CX

Kolimovaný paprsek polymerační lampy Radii-Cal CX zajišťuje stejnoměrné vytvrzení ve všech hloubkách výplně. Tím je zajištěno rychlé a predikovatelné vytvrzení všech zubních výplní. Je optimalizována na klíčovou vlnovou délku 440-480 nm, která maximalizuje aktivaci monomerů kafrchinonu. Tím je zajištěna účinná polymerizace světlem vytvrditelných výplňových materiálů.



Balení: 1 ks
Kód: SD5600110

19.990 Kč ~~24.292 Kč~~

RIVA PROTECT

Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů – přilne přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými bakteriemi a kyselinami.



BPA & HEMA free

ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA

Výběr: normálně tuhnoucí, rychle tuhnoucí
Odstín: růžová, bílá
Balení: 50x kapsle
Kód: SD8680000, SD8685000, SD8690000, SD8695000

5.490 Kč ~~6.426 Kč~~


Odstín: růžová, bílá
Balení: 15 g prášek, 9,1 ml tekutina, 10 ml conditioner
Kód: SD8680501, SD8690501

2.990 Kč ~~3.224 Kč~~



RIVA CEM AUTOMIX

PRYSKYŘICÍ MODIFIKOVANÝ SKLOIONOMERNÍ FIXAČNÍ CEMENT



INDIKACE K POUŽITÍ

Permanentní cementování:

INDIKOVANÝ MATERIÁL

PFM

Prefabrikované/lité

Kovy

Keramika [vysoká pevnost]¹

Keramika [nízká pevnost]^{1,2}

TYP NÁHRADY

Korunky a můstky

Endodontické čepy

Korunky, můstky, inlaye a onlaye, ortodontická zařízení a endodontické čepy

Korunky a můstky, inlaye a onlaye

Inlaye

¹Vysokopevnostní keramika, např. zirkon, lithium disilikát

²Nízkopevnostní keramika, např. živcové porcelány, sklokeramika

SDI | CEMENTY

RIVA CEM AUTOMIX

Riva cem automix je pryskyřicí modifikovaný, skloionomerní fixační cement, chemicky tuhnoucí ve formě pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.

VYNIKAJÍCÍ PEVNOST VAZBY
 PATENTOVANÁ SMĚS VELIKOSTÍ SKLENĚNÝCH ČÁSTIC

SNADNÉ ODSTRANĚNÍ PŘEBYTEČNÉHO CEMENTU VYTVRZENÍM V REŽIMU TACK-CURE

TRVALÉ UVOLNOVÁNÍ FLUORIDU
 ŘETĚZCE POLYKARBOXYLOVÉ

BPA FREE

ionglass™
 BIOMIMETIC FORMULA



Balení: 2x 4 g stříkačka automix,
 16x aplikační koncovky
 Kód: SD8800703

2.290 Kč ~~3.434 Kč~~

SUPER ETCH

Leptací gel na sklovinu a dentin s obsahem 37% kyseliny fosforečné.



Balení: 12 g stříkačka, 25x aplikační koncovka
 Kód: SD8100052

990 Kč ~~1.301 Kč~~

Balení: 2x 31 g stříkačka, 50x aplikační koncovka
 Kód: SD8100059

1.990 Kč ~~2.721 Kč~~

SET PP

Samoleptací samoadhezivní pryskyřicí modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.

VYNIKAJÍCÍ PEVNOST VAZBY

SNADNÉ ODSTRANĚNÍ PŘEBYTEČNÉHO CEMENTU VYTVRZENÍM V REŽIMU TACK-CURE

TRVALÉ UVOLNOVÁNÍ FLUORIDU

BPA & HEMA free

ionglass™
 BIOMIMETIC FORMULA



Balení: 2x 7 g stříkačka automix,
 28x aplikační koncovka
 Odstín: A1, A2, OA3,
 bílý opakní, translucent
 Kód: SD8805101-05

3.290 Kč ~~5.177 Kč~~

COAT

Světlem tuhnoucí ochranný lak pro skloionomerní výplně.



Balení: 5 ml
 Kód: SD8610001

1.290 Kč ~~1.592 Kč~~

CONDITIONER

Roztok kyseliny polyakrylové pro jemné odstranění „smear layer“ z dentinu a skloviny.



Balení: 10 ml
 Kód: SD8620001

1.290 Kč ~~1.641 Kč~~

SDI | BĚLENÍ



DA DENTAL ADVISOR



POLA LIGHT

Hydrogen peroxid

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněného bělicího gelu a LED náustku pro rychlejší domácí bělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobýt pro další bělení zubů. Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a remineralizuje zubní sklovinu.

Balení: 1 ks Pola Light náustek, 4x 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700985

2.790 Kč ~~3.522 Kč~~

Balení: 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700079.1

399 Kč ~~485 Kč~~

Balení: 50x 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700079

14.990 Kč ~~22.018 Kč~~

POLA RAPID 6%

Hydrogen peroxid

Pola Rapid je nové ordinační bělení s vyšší viskozitou, které lze snadno a rychle aplikovat. Bezpečně vybělí zuby za 45 min. Díky modrému zabarvení gelu má lékař stále přehled o jeho aplikaci. Při aplikaci není potřeba používat gingivální bariéru. Pola Rapid je vhodná na bělení vitálních i devitalizovaných zubů. Obsahuje dusičnan draselný, který zabraňuje následné citlivosti zubů.



Balení pro 1 pacienta: 2.8 ml stříkačka
Kód: SD7700510

1.590 Kč ~~2.848 Kč~~

Balení pro 3 pacienty: 3x 2.8 ml stříkačka
Kód: SD7700511

3.690 Kč ~~7.045 Kč~~

POLA DAY 6%

Hydrogen peroxid

Pola Pola Day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení: 4x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700357

1.290 Kč ~~1.456 Kč~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700359

2.690 Kč ~~3.002 Kč~~


POLA LUMINATE 6%

Jednoduchý nástroj pro udržení jasného, bílého úsměvu mezi návštěvami lékaře. Rychleschnoucí gel s nízkou viskozitou umožňuje vytvoření tenkého filmu na povrchu zubu s minimální dobou schnutí.



Balení: 5.5 ml
Kód: SD7700092

1.140 Kč ~~1.440 Kč~~





POLA NIGHT 16%

Karbamid
peroxid

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.

Balení EKO: 4x 3 g stříkačka
Kód: SD7700390

990 Kč ~~1.207 Kč~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700377

2.690 Kč ~~3.002 Kč~~

Balení EKO: 45x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700398

5.990 Kč ~~7.901 Kč~~



POLA NIGHT 10%

Karbamid
peroxid

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.

Balení: 4x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700369

1.290 Kč ~~1.456 Kč~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700371

2.690 Kč ~~3.002 Kč~~

POLA NIGHT 10% FOR ALIGNERS

Karbamid
peroxid

Pola for aligners s ideálním složením pro použití s neviditelnými fóliovými rovnátky pro domácí bělení.



Balení: 4x 3 g stříkačka
Kód: SD7700556

1.890 Kč ~~2.202 Kč~~

POLA KRABIČKA NA NOSIČ

Krabička na nosič pro domácí bělení.



Balení: 5 ks
Kód: SD7750008

990 Kč ~~1.440 Kč~~

SDI

YOUR SMILE. OUR VISION.

NOVÝ VZHLED STEJNÁ KVALITA



dentalTRADING
Váš kompetentní partner

DENTAL-TRADING spol. s r.o.
Puklicova 52
370 04 České Budějovice

Tel.: 386 461 451
E-mail: info@dentaltrading.cz
www.dentaltrading.cz