

Bělící zubní pasty

Opalescence Original

Opalescence Sensitivity Relief pro citlivé zuby

- Jedinečná směs tri-oxidu křemičitého aktivně odstraňuje povrchové skvrny
- Bezpečná pro každodenní, dlouhodobé použití, vhodná pro celou rodinu
- Odstraněním povrchových skvrn zesvětlí zuby o dva odstíny jen za jeden měsíc¹
- Výjimečné vstřebávání fluoridu sodného², pomáhá lépe chránit před kavitami a posiluje sklovinu
- Sladidlo Xylitol pomáhá snižovat riziko zubního kazu
- 78 RDA zajišťuje maximální ochranu skloviny, dentinu a výplně³
- Vhodná i pro nebělené zuby
- Neobsahuje Triclosan
- Neobsahuje oxid titaničitý

**15%
SLEVA**

500401	Bělící pasta Opalescence 100 ml	265 Kč	265 Kč
503470	Bělící pasta Opalescence Sensitive 100 ml	234 Kč	285 Kč

Opalescence™ whitening toothpaste



Opalescence® PF 10% denní bělení, Opalescence® PF 10% noční bělení

- 20% vody chrání před dehydratací zubů a návratem k původnímu odstínu
- formula PF chrání před citlivostí zubů při a po bělení
- jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním peroxidu vodíku pro trvalé bělení
- příchutě: máta, meloun, bez příchutě
- doba bělicího cyklu: 5-10 aplikací
- 1/3 – 1/2 stříkačky na 1 nosič

**25%
SLEVA**



Opalescence PF 10%	pac.kit máta, meloun, regular	1 560 Kč	1 560 Kč
Opalescence PF 10%	40x1,2ml máta, meloun, regular	6 410 Kč	6 410 Kč
Opalescence PF 10%	Dr.kit máta, meloun, regular	1 690 Kč	1 690 Kč
Opalescence PF 16%	pac.kit máta, meloun, regular	1 560 Kč	1 560 Kč
Opalescence PF 16%	40x1,2ml máta, meloun, regular	6 410 Kč	6 410 Kč
Opalescence PF 16%	Dr.kit máta, meloun, regular	1 690 Kč	1 690 Kč



Nabídka Q2/2024

Opalescence BOOST™

ordinační bělení k léčbě medicínských změn odstínů zubů

- bělicí gel s 40% peroxidu vodíku
- chemicky aktivován – k aktivaci nepotřebuje lampu ani laser
- unikátní patentované složení PF (dusičnan draselný + fluoridy)
- minimalizuje citlivost při a po bělení
- pouze na 2 × 20 min při jedné návštěvě
- pH 6,9 po smíchání – šetrný ke sklovině
- 20% vody-minimální dehydratace při bělení
- po správném smíchání červená barva na zubech dobře viditelná

Umbrella™

retraktor tváří, rtů a jazyka

- Spolehlivý rozvěrač tváří a rtů, který vás nezklame:
- Dobře rozevře rty pacienta, chrání jazyk
- Umožní vám dobře vidět i v distálním úseku chrupu
- Spolehlivě drží, zvyšuje bezpečnost ošetření
- Pro pacienta je velmi pohodlný, netlačí ani při delším ošetření

504750	Opalescence Boost PF 40% Intro kit	+ Umbrella 20ks	5 460 Kč	7 200 Kč
504750	Opalescence Boost PF 40% Intro kit	+ Umbrella 40ks	6 450 Kč	8 600 Kč
504751	Opalescence Boost PF 40% Pacient kit	+ Umbrella 20ks	3 230 Kč	4 300 Kč
504751	Opalescence Boost PF 40% Pacient kit	+ Umbrella 40ks	4 220 Kč	5 620 Kč

25%*
SLEVA

Opalescence™ | **BOOST™**



GEMINI EVO™ diodový laser

- superpulsní výkon ve špičce 100 W (peak)
- tři vlnové délky 810 nm, 980 nm, duální 810 – 980 nm pro optimální absorpci melaninu a vody
- rychlejší hladký řez, vysoká termální relaxace
- Gemini špičky iniciované 5 mm (řezací) a neiniciované 7 mm
- (dezinfekční) stejné jako pro předchozí laser Gemini
- podsvícení špičky pro lepší viditelnost v místě zákroku
- bezdrátový nožní pedál a provoz na baterie
- 16 předvolených procedur ve 3 kategoriích zákroků
- 3 fotobiomodulační adaptéry PBM
- bezdrátové aktualizace a vyhrazená technická podpora přes
- Wi-Fi připojení
- mobilní aplikace a Gemini EVO Dashboard

509121	Gemini EVO laser kit	303 200 Kč	379 000,-
--------	----------------------	-------------------	----------------------

20%
SLEVA

GEMINI EVO™

DIODOVÝ LASER 810÷980



PermaShade LC Veneer

kompozitní pryskyřičný cement pro permanentní fixaci estetických protetických prací

- Ideální pro porcelánové, zirkonové, pryskyřiční a jiné fazety ve frontálním úseku.
- Nízká polymerační smrštitivost - podstatně snižuje možnost deformace fazet při polymeraci a jejich prasknutí.
- Světlem tuhnoucí (2 sekundy na usazení + 20 sekund polymerace VALO lampou).
- Odstíny: A2 (29), B1 (30), Translucent (28) a Opákní bílá (27).

505xxx	PermaShade LC Veneer 4 x 1 g	2 250 Kč	3 000 Kč
--------	------------------------------	-----------------	---------------------

20%
SLEVA



Nabídka Q2/2024

HALO™ sekční matrice original

Nitinolové kroužky

- Super-elastická slitina niklu a titanu udržuje přítlak během ošetření a redukuje cyklické namáhání
- Kroužky vydrží více než 1000 použití
- Nylonové hroty plněné sklem se nezlámou snadno a nezbortí se během preparace
- Obrisy kroužku bezpečně drží matricový pásek v přirozeném anatomickém tvaru
- Provedení dovoluje použití při výplních MOD a jiných dostaveb II. tř.
- Umožní ideální separaci u sousedících dostaveb

Matricové pásy

- Anatomicky tvarované pro dosažení ideálního bodu kontaktu
- Zakřivení okrajové linie redukuje nutnost dokončovacích operací
- Snadné nasazení, umístění a odstranění při zachování přehlednosti operačního pole

Klíčky

- Stlačitelný střed umožní anatomické přizpůsobení matrice
- Pevný klínek: lepší separace při méně traumatickém podráždění papily
- Snadné zavedení klínku díky dutému designu, v případě potřeby lze použít několik klínek najednou
- Barevné značení usnadňuje rozpoznání velikosti klínek

Karuselový zásobník:

- přehledný, šetří čas
- snadno se desinfikuje desinfekcí na povrchy

HALO™
SECTIONAL MATRIX SYSTEM



505042	Halo klíčky malé 100 ks	1 100 Kč	-1 370 Kč
505043	Halo klíčky střední 100 ks	1 100 Kč	-1 370 Kč
505044	Halo klíčky velké 100 ks	1 100 Kč	-1 370 Kč
505049	Halo matrice firm non-stick 3,5mm 50 ks	1 630 Kč	-2 030 Kč
505052	Halo matrice firm non-stick 4,5mm 100 ks	3 090 Kč	-3 860 Kč
505053	Halo matrice firm non-stick 5,5mm 50 ks	1 630 Kč	-2 030 Kč
505056	Halo matrice firm non-stick 6,5mm 100 ks	3 090 Kč	-3 860 Kč
505059	Halo matrice firm 3,5mm 50 ks	1 320 Kč	-1 640 Kč
505063	Halo matrice firm 4,5mm 100 ks	2 470 Kč	-3 080 Kč
505065	Halo matrice firm 5,5mm 100 ks	2 470 Kč	-3 080 Kč
505064	Halo matrice firm 5,5mm 50 ks	1 320 Kč	-1 640 Kč
505449	Halo matrice original 3,5mm 100 ks	2 470 Kč	-3 080 Kč
505448	Halo matrice original 3,5mm 50 ks	1 320 Kč	-1 640 Kč
505048	Halo pinzeta	2 100 Kč	-2 620 Kč
504833	Halo sekční matrice firm non-stick set bez nástrojů	9 160 Kč	-11 450 Kč
504834	Halo sekční matrice firm set bez nástrojů	9 160 Kč	-11 450 Kč
504835	Halo sekční matrice original mini kit	5 900 Kč	-8 420 Kč
504832	Halo sekční matrice original set bez nástrojů	9 160 Kč	-11 450 Kč
504831	Halo sekční matrice original set s nástroji	13 480 Kč	-16 840 Kč
505008	Halo universal molar kroužek 1 ks	3 130 Kč	-3 910 Kč
505009	Halo universal molar kroužek 2 ks	5 860 Kč	-7 320 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Platná od 2. 4. do 30. 6. 2024

Váš dodavatel:

dentalTRADING
Váš kompetentní partner

DENTAL-TRADING spol. s r.o. Tel.: 386 461 451
Puklicova 52 E-mail: info@dentaltrading.cz
370 04 České Budějovice www.dentaltrading.cz