

VOCO AKCE

Zubní ordinace

#2/21

1.10.21 - 31.3.22



... zahřejte



... nechte zatéct



... vytvarujte



VisCalor a VisCalor bulk

První kompozit na světě s termo-viskózní technologií

Unikátní a inovativní

Díky předehřátí je materiál zatékavý při nanášení a hned poté jej lze tvarovat (termo-viskózní technologie)

Vynikající manipulace

Nanášení bez vzduchových bublin díky úzké a dlouhé kanyle



Vysoká kvalita a odolnost


- Optimálně zatéká k okrajům a do podsekřivých oblastí
- Výborné fyzikální vlastnosti

Efektivní

- Kombinuje 2 viskozity v jednom materiálu ► není třeba měnit materiál a mít velké skladové zásoby
- Není nutné nanášení krycí vrstvy

VisCalor® / VisCalor® bulk

TERMOVISKÓZNÍ UNIVERZÁLNÍ A BULK-FILL KOMPOZIT



Na vysoce kvalitní výplň, především v případě hlubokých a úzkých kavit, obvykle potřebujete materiály s různými viskozitami: zatékavý kompozit jako základní materiál a tvarovatelný kompozit kvůli stálosti a tvarovatelnosti. S VisCalor to již není nutné, protože vychází ze zcela nového a inovativního přístupu.



Díky unikátní termoviskózní technologii dosahuje materiál při extraorálním ohřátí nízké viskozity, která umožňuje nanášení odpovídající tomu, na jaké jste zvyklí u zatékavých kompozitů. Materiál optimálně stéká po stěnách kavity a zatéká do podsekřivých oblastí. Poté materiál rychle zchladne na tělesnou teplotu, jeho viskozita se zvýší a lze jej ihned tvarovat stejně jako klasický tvarovatelný kompozit.

Velmi dlouhá a úzká kanyla umožňuje přímé nanášení i do obtížně přístupných oblastí a zároveň nanášení bez vzduchových bublin. S obsahem plniv 83 % hmotnosti a zároveň velmi nízkým smrštěním o pouhých 1,4 % objemu, je VisCalor jediný mezi ostatními kompozitními materiály ve své vlastní třídě.

Máte na výběr: VisCalor bulk na výplně v distálním úseku s tloušťkou vrstvy až 4 mm nebo nový univerzální VisCalor na estetické výplně i ve frontálním úseku.

VisCalor

REF 6106 Sada VisCalor Dispenser, Caps 80 × 0,25 g (16 × A1, 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5), vzorník odstínů, VisCalor Dispenser

21.870 Kč

37.770,00 Kč***

ušetříte**
42%

REF 9143 VisCalor Dispenser – Předehřívací zařízení

27.070 Kč



REF 6108 Sada + bond, Caps 80 × 0,25 g (16 × A2, 16 × A3, 16 × A3.5, 16 × OA2, 16 × Incizální), vzorník odstínů, Futurabond U SingleDose 20 ks

10.710 Kč

13.410 Kč***

ušetříte**
20%

REF 6107 Sada Caps Warmer, Caps 80 × 0,25 g (16 × A1, 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5), vzorník odstínů, Caps Warmer

16.070 Kč

26.050 Kč***

ušetříte**
38%

REF 9001 Caps Warmer – Předehřívací zařízení

15.350 Kč



Caps 16 × 0,25 g¹

2.140 Kč

¹ Čísla výrobků k jednotlivým odstínům naleznete na www.voco.dental nebo v hlavním katalogu.

VisCalor bulk

REF 6062 Sada Dispenser, Caps 80 × 0,25 g (16 × univerzální, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), VisCalor Dispenser

21.870 Kč

37.770 Kč***

ušetříte**
42%

REF 6063 Sada Caps Warmer Caps 80 × 0,25 g (16 × univerzální, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), Caps Warmer

16.070 Kč

26.050 Kč***

ušetříte**
38%

REF 6065 Caps 16 × 0,25 g univerzální
REF 6066 Caps 16 × 0,25 g A1
REF 6067 Caps 16 × 0,25 g A2
REF 6068 Caps 16 × 0,25 g A3

2.140 Kč

BONDY / VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY

Futurabond® U

Duálně tuhnoucí univerzální adhezivum

- Jeden bond na všechno – jakákoliv další adheziva jsou pro ordinaci zbytečná
- Samo-leptací technika, technika selektivního leptání nebo technika total-etch – zcela svobodně na výběru lékaře
- Vynikající univerzálnost použití



REF 1571 SingleDose 50 ks, příslušenství

3.240 Kč

REF 1572 SingleDose 200 ks, příslušenství

11.320 Kč ~~12.960 Kč****~~

ušetříte**
12%

Admira® Fusion

Univerzální nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER®

- Celosvětově první výplňový materiál čistě na bázi keramiky
- Zdaleka nejnižší polymerační smrštění a zvláště nízká míra smršťovacího napětí ve srovnání se všemi konvenčními výplňovými kompozity
- Inertní, tedy vysoce biokompatibilní a extrémně odolný vůči diskoloracím
- Výborné zpracování, jednoduché leštění do vysokého lesku spojené s vysokou povrchovou tvrdostí, zaručuje prvotřídní dlouhodobé výsledky

Žádné klasické monomery, žádné zbytkové monomery!



REF 2750 Sada + bond stříkačky 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), vzorník odstínů + Futurabond U SingleDose 20 ks

REF 2780 Sada + bond Caps 75 × 0,2 g (15 od každého odstínu A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), vzorník odstínů + Futurabond U SingleDose 20 ks

7.570 Kč ~~10.850 Kč~~

ušetříte
30%

Stříkačka 3 g¹ Caps 15 × 0,2 g¹

¹ Čísla výrobků k jednotlivým odstínům naleznete na www.voco.dental nebo v hlavním katalogu.

2.090 Kč

4+1*

Admira® Fusion Flow

Zatékavý světlem tuhnoucí nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER®



REF 2816 Sada stříkaček 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, W0) vzorník odstínů, příslušenství

4.590 Kč ~~6.570 Kč~~

ušetříte
30%

Stříkačka 2 × 2 g, různé odstíny¹

2.400 Kč

4+1*

Admira® Fusion x-tra

Nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER®, 4 mm



REF 2810 Stříkačka 3 g univerzální
REF 2811 Caps 15 × 0,2 g univerzální

2.090 Kč

4+1*

Admira® Fusion x-base

Zatékavý nanohybridní výplňový materiál na bázi ORMOCER®, 4 mm



REF 2812 Stříkačka 2 × 2 g univerzální

2.400 Kč

4+1*

GrandiSO

Flowables

Nepoužívejte jen tak nějaký zatékový kompozit.
Vyberte si ten správný!



Grandio®SO Light Flow

Zatékový nanohybridní výplňový materiál – nízkoviskózní

- Přesné nanášení díky extra jemné kanyle a tudíž optimálně vhodný pro špatně přístupné oblasti a malé kavity



REF 2585 Sada stříkaček 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), vzorník odstínů, příslušenství

4.930 Kč ~~7.200 Kč****~~

ušetříte**
30%

Grandio®SO Flow

Viskózní univerzální nanohybridní výplňový materiál – středně viskózní

- Vynikající zatékavost, univerzální použití a přesné nanášení



REF 2720 Sada stříkaček 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), vzorník odstínů, příslušenství

4.930 Kč ~~7.200 Kč****~~

ušetříte**
30%

Grandio®SO Heavy Flow

Zatékový univerzální nanohybridní výplňový materiál – vysoce viskózní

- Větší stabilita, tj. bez nežádoucího odtékání a univerzální použití



REF 2680 Sada stříkaček 5 × 2 g (A2, A3, A3.5, WO, GA5), vzorník odstínů, příslušenství

4.930 Kč ~~7.200 Kč****~~

ušetříte**
30%

UPEVŇOVACÍ MATERIÁLY

Bifix® Hybrid Abutment

Univerzální, duálně tuhnoucí upevňovací kompozit pro intraorální a extraorální použití

- Vše-v-jednom – definitivní upevňování všech známých dentálních materiálů
- Nejvyšší možná flexibilita – intraorální použití v ordinaci a extraorální v laboratoři
- Vysoce estetický – dokonalé zakrytí tmavých struktur pomocí vysoce opákných odstínů
- Se zkušebními pastami Try-In – přesné napodobení odstínu pro hybridní abutmenty, abutmentové korunky a dostavbová ošetření

NOVINKA



REF 2995 Implant sada mixed – odpovídá REF 2410 + 2412 + 2413 (3 × QuickMix stříkačka 10 g, 3 × Try-In stříkačka 2,5 g, příslušenství)

12.530 Kč ~~18.130 Kč****~~

ušetříte**
30%

REF 2411 QuickMix stříkačka 10g (univerzální HO)
REF 2412 QuickMix stříkačka 10 g (bílý HO)
REF 2413 QuickMix stříkačka 10 g (translucentní) + každé bal. obsahuje Try-In stříkačka 2,5 g, přísl.

5.120 Kč

REF 2410 Implant sada QuickMix stříkačka 10 g (univerzální HO), Try-In stříkačka 2,5 g, Ceramic Bond lahvička 5 ml, Futurabond U SD 5 ks, příslušenství

6.410 Kč ~~7.880 Kč****~~

ušetříte**
18%

PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ

Bifluorid 10®

Fluoridový lak proti hypersenzitivě

- Okamžitě znečitlivění
- Vznik ochranné vrstvy proti tepelnému a mechanickému působení
- Transparentní – nezbarvuje zuby
- Speciální základ laku prodlužuje délku působení a hloubku fluoridace
- Kompatibilní s bělením, zmírnění citlivosti, bez narušení procesu bělení

Ideální pro
ortodontickou léčbu a
ošetření po bělení



REF 1615 Lahvička 4 g, Solvent lahvička 10 ml

2.650 Kč

REF 1616 Lahvička 10 g

3.930 Kč

REF 1617 Lahvička 3 x 10 g,
Solvent lahvička 10 ml,
Pele Tim No. 1

11.150 Kč ~~13.700 Kč***~~

ušetříte**
18%

REF 1618 SingleDose 50 ks, příslušenství

2.550 Kč

REF 1619 SingleDose 200 ks, příslušenství

7.720 Kč ~~10.200 Kč***~~

ušetříte**
24%

Použití



VOCO Profluorid® Varnish

Lak pro desenzibilizaci zubu obsahující fluoridy (5 % NaF)

- Rychlá desenzibilizace a uvolňování fluoridu (5 % NaF \cong 22.600 ppm fluoridu)
- Snadno se nanáší – tolerantní vůči vlhkosti
- K dostání v sedmi příjemných příchutích
- Úsporné nanášení v tenkých vrstvách, s vysokým účinkem
- Estetický lak v barvě zubu

NOVINKA
PINA COLADA



SingleDose 50 x 0,40 ml

Melounu REF 1269	Karamelu REF 2226	Třešně REF 2227
Máty REF 2228	Žvýkačka REF 2238	Cola s limetkou REF 2240
Pina Colada REF 2242		

3.630 Kč

SingleDose 200 x 0,40 ml

Melounu REF 1271	Karamelu REF 2229	Třešně REF 2230
Máty REF 2231	Žvýkačka REF 2239	Cola s limetkou REF 2241
Pina Colada REF 2243		

10.710 Kč ~~14.520 Kč***~~

ušetříte**
25%

SingleDose 48 x 0,40 ml

Mixed REF 2225

3.630 Kč

Obsahuje
všechny příchutě

Použití



OTISKY

VOCO Retraction Paste

Adstringentní pasta pro účinné dočasné rozšíření a vysušení gingiválního sulku

- Tenká kanyla s pružným hrotem – snadná a přesná aplikace do sulku
- Změna viskozity – pasta pro optimální aplikaci a rozšíření sulku
- Dobrá viditelnost – kontrastní vůči gingivě
- Čistý produkt – rychle a snadno odstranitelný

NOVINKA



Snadná aplikace do sulku

REF 1012 Caps 25 x 0,3 g

2.120 Kč

REF 1013 Caps 100 x 0,3 g

6.360 Kč ~~8.480 Kč***~~

ušetříte**
25%

V-Posil

Přesný otiskovací materiál, VPS

- Vysoce hydrofilní A-silikon pro maximální přesnost
- Dlouhá doba zpracování kombinovaná s krátkou intraorální dobou tuhnutí
- Výjimečná pevnost a výborná schopnost elastické obnovy zajišťují jistotu během nebo po vyjímání otisku
- Dobrá hydrofilnost, dokonce i po ztuhnutí, pomáhá při odlévání a tedy zhotovení dokonalé náhrady



Putty Fast / Heavy Soft Fast / Mono Fast



NOVINKA

V-Posil Putty Soft Fast

Úvodní sada Putty Fast / Light Fast
REF 2991

Putty Fast Kartuše 2 x 380 ml
Light Fast Kartuše 2 x 50 ml

Úvodní sada Heavy Soft Fast / Light Fast
REF 2985

Heavy Soft Fast Kartuše 2 x 380 ml
Light Fast Kartuše 2 x 50 ml

Úvodní sada Mono Fast / Light Fast
REF 2987

Mono Fast Kartuše 2 x 380 ml
Light Fast Kartuše 2 x 50 ml

7.720 Kč ~~9.120 Kč***~~

ušetříte**
15%

Úvodní sada Putty Fast / Light Fast
REF 2984

Putty Fast Dóza 2 x 450 ml
Light Fast Kartuše 2 x 50 ml

Úvodní sada Putty Soft Fast / Light Fast
REF 2904

Putty Soft Fast Dóza 2 x 450 ml
Light Fast Kartuše 2 x 50 ml

4.620 Kč ~~5.440 Kč***~~

ušetříte**
15%

*Objednáte-li prostřednictvím dentálního konzultanta VOCO čtyři balení, obdržíte další balení zdarma. Zboží zdarma Vám bude zasláno firmou VOCO. **Ve srovnání se zakoupením jednoho balení ***Celková cena za jednotku

VAŠE OBJEDNÁVKA

Pro objednání produktů z VOCO AKCE, prosíme, kontaktujte svého dodavatele VOCO nebo své dentální depa. Nabídky platí pouze pro spolupracující maloobchodní partnery. Vždy jsou brány v úvahu ceny nabízené Vaším dentálním depem. Uvedené ceny jsou doporučenými prodejními cenami včetně DPH.

VOCO Servis v ČR: David Filípek · Tel. 773 252 100

Tento prospekt byl předán zástupcem:

dentalTRADING
Váš kompetentní partner

DENTAL-TRADING spol. s r.o.
Puklicova 52
370 04 České Budějovice

Tel.: 386 461 451
E-mail: info@dentaltrading.cz
www.dentaltrading.cz

VC-84 002210 CZ 0921